


ÉCOUVILLONS NASO-PHARYNGÉS

Écouvillons naso-pharyngés :

Diamètre : 2,5 mm
Matière de la tige : ABS
Matériau de l'embout : tissu floqué



CE

L'écouvillon

L'écouvillon d'échantillonnage utilise une technologie avancée de fibres de nylon implantées par jet. Par rapport aux écouvillons en fibre conventionnels, l'échantillon est facilement pénétré, dilué et piégé dans la fibre. L'écouvillon à flocons de nylon a une capacité exceptionnelle de collecte et de libération de l'échantillon, et le taux de libération peut atteindre 90%, ce qui est beaucoup plus élevé que celui de l'écouvillon en fibre classique. Par rapport à l'écouvillon torsadé traditionnel, l'écouvillon flocké en fibres synthétiques BioTeke consiste à coller un grand nombre de minuscules fibres de nylon au sommet d'une tige en plastique.

L'efficacité de la collecte et de la libération des échantillons est 3 fois supérieure à celle de l'écouvillon traditionnel.

Référence	Option	Ecouvillon	Longueur	Point de rupture	Diamètre	Embout	Conditionnement
00137	1	Nasal	150 ±2 mm	30 ±2 mm	2,5 mm	5 x 22 mm	4000 pièces/carton STOCK : en ré-appro
00138	2	Nasal	150 ±2 mm	80 ±2 mm	2,5 mm	3 x 20 mm	4000 pièces/carton STOCK : 5 66 cartons
00139	3	Universel	145 ±2 mm	75 ±2 mm	2,5 mm	3,5 x 18 mm	4000 pièces/carton STOCK : épuisé
00140	4	Universel	152 ±2 mm	80 ±2 mm	2,5 mm	5,3 x 22 mm	4000 pièces/carton STOCK : en ré-appro
00141	5	Pharyngé	150 ±2 mm	72 ±2 mm	2,5 mm	3 x 20 mm	4000 pièces/carton STOCK : 50 cartons
00142	6	Pharyngé	150 ±2 mm	66 ±2 mm	2,5 mm	3 x 20 mm	4000 pièces/carton STOCK : 7 9 cartons



GROUP
Your healthcare solution supplier

📍 14, rue du bois L-3980 Wickrange LUXEMBOURG

✉ contact@oplusgroup.lu ☎ +352 26 62 06 04